

Nido reload® BLUE SOFT

Il materasso **Nido reload® BLUE SOFT**, dispositivo medico, grazie alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in sinergia il **Water Foam** ad alta elasticità, la superficie di contatto ad alta traspirabilità in **Memory Foam Breeze** e lo strato intermedio termosensibile in **Memory Foam**, consentono al corpo un sostegno leggero, perfettamente definito ed ergonomico.

La sua struttura a portanza **soft** accoglie in modo personalizzato l'anatomia del corpo favorendo la corretta distribuzione della pressione sanguigna che evita scomodi punti di pressione. Garantisce, nel contempo, un miglior allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario comfort in ogni posizione.


ALTEZZA LASTRA **21 cm circa**



Dispositivo medico Classe 1
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE



Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12



5,5 cm

Grazie alla sua particolare superficie di contatto in **Memory Foam Breeze** ad alta traspirazione, si modella sulla struttura morfologica del corpo permettendo il massimo sostegno e la corretta postura della colonna vertebrale. Non crea punti di pressione, favorisce la circolazione ed è antidecubito.




5,5 cm

Lo strato intermedio in **Memory Foam** riducendo la pressione nei punti di contatto consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei cambi di posizione notturni, con l'effetto di un sonno più salutare e riposante. Mai più dolori articolari o muscolari al risveglio.



10 cm


Il lato di sostegno in **Water Foam** altamente traspirante, leggero e pratico, si modella sulle forme anatomiche e distribuisce la pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per la circolazione e per le articolazioni.



3D SYSTEM asseconda in modo naturale i punti di pressione esercitati dal corpo, distribuendo sulla sua superficie il peso, per una corretta ed ottimale **ergonomia**.



**Alta traspirazione
e ricircolo d'aria**



L'inserto in **Water Foam** a portanza **soft** si bilancia progressivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di contatto del corpo. Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un'impareggiabile sensazione di relax

PORTANZA

50 60 70 80 90 100 110 120

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

Nido reload® BLUE FIRM

Nido reload® BLUE FIRM, dispositivo medico, è il materasso per chi cerca il piacere di un riposo ergonomico.

La sua struttura a celle aperte del **Water foam** ad alta elasticità, offre un'accoglienza più sostenuta che assicura una maggiore precisione nel modellarsi alla fisionomia del corpo.

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in **Memory Foam Breeze** e lo strato intermedio in **Memory Foam**, il materasso si modella in modo naturale assorbendo l'energia cinetica che riduce i disturbi causati dai movimenti durante il sonno. Di notevole importanza la sua grande traspirabilità per una sensazione di freschezza e di massimo comfort.


ALTEZZA LASTRA **21 cm circa**



Dispositivo medico Classe 1
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE



Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12



4 cm

La superficie di contatto in **Memory Foam Breeze**, un materiale tecnologicamente innovativo, dà vita ad un materasso anallergico, antibatterico e altamente traspirante. Reagendo alla temperatura corporea accoglie il corpo in una piacevole sensazione avvolgente.




7 cm

Memory Foam HD offre un comfort impareggiabile. L'adattamento al corpo consente di ripartire il peso in modo ottimale, eliminando i dolorosi punti di pressione e riducendo la necessità di girarsi e rigirarsi alla ricerca di una posizione di riposo comoda e priva di dolore.



10 cm

Il lato di sostegno in **Water Foam** altamente traspirante, leggero e pratico, si modella sulle forme anatomiche e distribuisce la pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per la circolazione e per le articolazioni.



3D SYSTEM asseconda in modo naturale i punti di pressione esercitati dal corpo, distribuendo sulla sua superficie il peso, per una corretta ed ottimale **ergonomia**.



**Alta traspirazione
e ricircolo d'aria**



L'inserto in **Water Foam** a portanza **firm** si automodella in modo naturale, distribuendo il peso uniformemente su tutta la superficie di appoggio.

La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un riposo senza stress e tensioni muscolari.

PORTANZA

60 70 80 90 100 110 120 130

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

Nido reload® LIGHT SOFT

Il materasso **Nido reload® LIGHT SOFT** è il dispositivo medico che, avvalendosi di una straordinaria sinergia tra il **Water Foam** ad alta elasticità, la superficie di contatto ad alta traspirabilità in **Memory Foam Breeze** e lo strato intermedio termosensibile in **Memory Foam**, garantisce al corpo un sostegno leggero e perfettamente ergonomico. La sua struttura a portanza **soft**, dotata di canali di aerazione trasversali, accoglie in modo personalizzato l'anatomia del corpo, e favorisce la corretta regolazione della pressione sanguigna evitando scomodi punti di pressione. Garantisce anche un ottimale allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario comfort in ogni posizione.




Dispositivo medico Classe 1
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE



Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

ALTEZZA LASTRA **21 cm circa**



4 cm

Grazie alla sua particolare superficie di contatto in **Memory Foam Breeze** ad alta traspirazione, si modella sulla struttura morfologica del corpo permettendo il massimo sostegno e la corretta postura della colonna vertebrale. Non crea punti di pressione, favorisce la circolazione ed è antidecubito.




3 cm

Lo strato intermedio in **Memory Foam** riducendo la pressione nei punti di contatto consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei cambi di posizione notturni, con l'effetto di un sonno più salutare e riposante. Mai più dolori articolari o muscolari al risveglio.



14 cm

Il lato di sostegno in **Water Foam** altamente traspirante, leggera e pratica, si modella sulle forme anatomiche e distribuisce la pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per la circolazione e per le articolazioni.



3D SYSTEM asseconda in modo naturale i punti di pressione esercitati dal corpo, distribuendo sulla sua superficie il peso, per una corretta ed ottimale **ergonomia**.



**Alta traspirazione
e ricircolo d'aria**

PORTANZA

50 60 70 80 90 100 110 120

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

Nido reload® LIGHT FIRM

Il materasso **Nido reload® LIGHT FIRM** è il dispositivo medico per chi cerca il piacere di un riposo ergonomico.

La struttura a celle aperte del **Water Foam** ad alta elasticità offre un'accoglienza più sostenuta, che assicura una maggiore portanza nel modellarsi alla forma del corpo.

Reagendo al calore corporeo con la superficie di contatto in **Memory Foam Breeze** e lo strato intermedio in **Memory Foam**, il materasso si modella in modo naturale assorbendo l'energia cinetica per ridurre i disturbi causati dai movimenti durante il sonno. La sua grande traspirabilità garantisce una sensazione di freschezza e di gran comfort.


ALTEZZA LASTRA **21 cm circa**



Dispositivo medico Classe 1
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE



Compressione corporea corretta
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12



3 cm

La superficie di contatto in **Memory Foam Breeze**, un materiale tecnologicamente innovativo, dà vita ad un materasso anallergico, antibatterico e altamente traspirante. Reagendo alla temperatura corporea accoglie il corpo in una piacevole sensazione avvolgente.



4 cm

Memory Foam offre un comfort impareggiabile. L'adattamento al corpo consente di ripartire il peso in modo ottimale, eliminando i dolorosi punti di pressione e riducendo la necessità di girarsi e rigirarsi alla ricerca di una posizione di riposo comoda e priva di dolore.



14 cm

Il lato di sostegno in **Water Foam** altamente traspirante, leggera e pratica, si modella sulle forme anatomiche e distribuisce la pressione su tutta la superficie, evitando compressioni con notevoli benefici per la circolazione e per le articolazioni.



3D SYSTEM asseconda in modo naturale i punti di pressione esercitati dal corpo, distribuendo sulla sua superficie il peso, per una corretta ed ottimale **ergonomia**.



Alta traspirazione
e ricircolo d'aria

PORTANZA

60 70 80 90 100 110 120 130

OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

Memory Foam

VANITY



CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA




MEMORY FOAM BREEZE
SCAVATO A
7 ZONE DIFFERENZIATE



WATER FOAM
AD ALTA PORTANZA
CON CANALI TRASVERSALI
SAGOMATI EFFETTO ROLLER



INSERTO STABILIZZATORE
IN WATER FOAM



WATER FOAM SAGOMATO
A SCACCHIERA A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON


RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



PORTANZA MATERASSO

70-100 kg


50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

MEDIO-SOSTENUTO

A	M	S	ST
---	---	---	----



MEMORY FOAM
BREEZE
6 cm



24 cm
circa



Memory Foam

FIVE




CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA



MEMORY FOAM BREEZE
SCAVATO A
7 ZONE DIFFERENZIATE



MEMORY FOAM AIR
SAGOMATO AD ONDA



WATER FOAM CON
CANALI DI ACCOGLIENZA
E AERAZIONE



WATER FOAM SAGOMATO
A 5 ZONE DIFFERENZIATE



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON

RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



PORTANZA MATERASSO

60-90 kg


50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

ACCOGLIENTE-MEDIO

A	M	S	ST
---	---	---	----



MEMORY FOAM
BREEZE + AIR
6 cm



22 cm
circa



Memory Foam

FYSIOFORM SOFT




CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA



MEMORY FOAM BREEZE
SCAVATO A 5 ZONE
DIFFERENZiate



WATER FOAM CON
CANALI DI ACCOGLIENZA
E AERAZIONE



INSERTO ERGONOMICO
SAGOMATO IN WATER
FOAM CON CANALI DI
AERAZIONE



WATER FOAM SAGOMATO
A 7 ZONE DIFFERENZiate



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON



RETI CONSIGLiate



FISSA

ATP

MOTORE



PORTANZA MATERASSO

60-90 kg


50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

ACCOGLIENTE-MEDIO

A	M	S	ST
---	---	---	----



MEMORY FOAM
BREEZE
6 cm




22 cm
circa



FYSIOFORM FIRM



CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA



PORTANZA MATERASSO

80-110 kg

50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

SOSTENUTO


A	M	S	ST
---	---	----------	----



MEMORY FOAM
GREEN

6 cm

↑
22 cm
circa



Memory Foam


MATERASSI
MEMORY FOAM



MEMORY FOAM GREEN
SCAVATO A 5 ZONE
DIFFERENZIATE



WATER FOAM CON
CANALI DI ACCOGLIENZA
E AERAZIONE



INSERTO ERGONOMICO
SAGOMATO IN WATER
FOAM CON CANALI DI
AERAZIONE



WATER FOAM SAGOMATO
A 7 ZONE DIFFERENZIATE



MAGLIA INTERNA
IDEA CARBON

RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE

Memory Foam


HELIT



CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA




WATER FOAM FRESH
SCAVATO A 5 ZONE
DIFFERENZIATE



INSERTO IN
MEMORY FOAM
MIND



WATER FOAM SAGOMATO
A SCACCHIERA A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



CANALI TRASVERSALI E
LONGITUDINALI DI
ACCOGLIENZA
E AERAZIONE



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON


RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



PORTANZA MATERASSO

60-90 kg

50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

ACCOGLIENTE-MEDIO

A	M	S	ST
---	---	---	----



MEMORY FOAM
MIND

6 cm



21 cm
circa



Memory Foam

MAGIC



CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA



MEMORY FOAM BREEZE
SAGOMATO A 5 ZONE
DIFFERENZIATE





WATER FOAM
CON CANALI TRASVERSALI
DI ACCOGLIENZA
E AERAZIONE



WATER FOAM SAGOMATO
A 5 ZONE DIFFERENZIATE



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON



PORTANZA MATERASSO

70-100 kg

50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

MEDIO-SOSTENUTO

A	M	S	ST
---	---	---	----


RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



MEMORY FOAM
BREEZE
4/6 cm



21 cm
circa



Memory Foam

SOLE SOFT



CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA



MEMORY FOAM
MIND





INSERTO IN WATER FOAM
SAGOMATO A 5 ZONE
DIFFERENZIATE



WATER FOAM SAGOMATO
CON CANALI TRASVERSALI
DI ACCOGLIENZA



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON



PORTANZA MATERASSO

60-90 kg

50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

ACCOGLIENTE-MEDIO

A	M	S	ST
---	---	---	----

RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



MEMORY FOAM
MIND

5 cm


↑
20 cm
circa




SOLE FIRM



CATAS
COMPRESSIONE CORPorea
CORRETTA



PORTANZA MATERASSO
90-120 kg




■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
SOSTENUTO



MEMORY FOAM
5 cm

↑
20 cm
circa
↓



Memory Foam

MATERASSI
MEMORY FOAM



MEMORY FOAM



INSERTO IN WATER FOAM
SAGOMATO A 5 ZONE
DIFFERENZIATE



WATER FOAM SAGOMATO
CON CANALI TRASVERSALI
DI ACCOGLIENZA



MAGLINA INTERNA
IDEA CARBON

RETI CONSIGLIATE



Memory Foam

ENERGY




MEMORY FOAM GREEN
A 5 ZONE DIFFERENZIATE



LAVORAZIONE BUGNATA
AD EFFETTO MASSAGGIO



WATER FOAM CON
CANALI TRASVERSALI
DI ACCOGLIENZA
ED AERAZIONE



RETI CONSIGLIATE



PORTANZA MATERASSO

60-90 kg


50	60	70	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	-----	-----	-----

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

ACCOGLIENTE-MEDIO

A	M	S	ST
---	---	---	----



MEMORY FOAM
GREEN
5 cm

↑
20 cm
circa



Memory Foam

FIJI



SUPERFICIE DI CONTATTO
IN MEMORY FOAM



WATER FOAM
MEDIA PORTANZA



WATER FOAM CON
CANALI TRASVERSALI
DI ACCOGLIENZA
ED AERAZIONE



RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE

PORTANZA MATERASSO

60-100 kg



ottimo

buono

non consigliato

COMFORT

MEDIO



MEMORY FOAM
3 cm

↑
19 cm
circa



Se vuoi saperne di più
contattaci o vieni a trovarci



Vampari

Salotti 100% Italiani

Ci trovi a Montagnana (PD)
in Via Luppia S. Zeno 33

Tel 0429 82393

info@vamparisalotti.it

www.vamparisalotti.it